



Creating balance in healthcare



Vienna Mesa cambiadora



Vienna Mesa cambiadora



6500 4020 / 6500 4025

Vienna Mesa cambiadora con regulación hidráulica de altura

- 70 x 160 cm.
- Forro de polipiel azul.
- 4 ruedas giratorias de plástico de doble freno.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

También disponible en:

- 70 x 160 cm.

6500 4021 / 6500 4026

Vienna Mesa cambiadora con regulación eléctrica de altura

- 70 x 160 cm.
- Forro de polipiel azul.
- 4 ruedas giratorias de plástico de doble freno.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

También disponible en:

- 70 x 160 cm.





6500 4070 / 6500 4075

**Vienna Mesa cambiadora
abatible de pared**

- 70 x 160 cm.
- Forro de polipiel azul.
- Patas plegables.
- Poste de fijación.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

También disponible en:

- 70 x 160 cm.

6500 4060 / 6500 4065

**Vienna Mesa cambiadora
de altura fija 90 cm**

- 70 x 160 cm.
- Forro de skai.
- 4 ruedas giratorias de acero inoxidable de doble freno.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

También disponible en:

- 70 x 160 cm.



6500 5015 / 6500 5020

Vienna Mesa cambiador con regulador eléctrico de altura

- 70 x 160 cm.
- Fijación a pared.
- Plegable con resorte ralentizado.
- Posición más baja 43 cm.
- Posición más alta 105 cm.
- Ajustable hasta 60 cm.
- Apropiado para cuartos de baño con una altura mínima de 230 cm.
- Tapa protectora de plástico.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.
- **Opcional:** pack adicional de batería.

También disponible en:

- 70 x 160 cm.



Si desea más información, visite nuestro sitio web: www.lopital.es

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

