



Creating balance in healthcare



# Amfora Camilla de ducha



# Amfora Camilla de ducha



6200 4010 / 6200 4015

## Amfora Camilla de ducha con regulación hidráulica de altura

- 70 x 160 cm.
- Colector de plástico con manguera de desagüe.
- 4 ruedas giratorias de doble freno.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

### También disponible en:

- 70 x 190 cm.

6200 4011 / 6200 4016

## Amfora Camilla de ducha con regulación eléctrica de altura

- 70 x 160 cm.
- Colector de plástico con manguera de desagüe.
- 4 ruedas giratorias de doble freno.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

### También disponible en:

- 70 x 190 cm.





6300 4030 / 6300 4035  
**Amfora Camilla de ducha  
abatible para pared**

- 70 x 160 cm.
- Patas plegables.
- Poste de fijación.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

**También disponible en:**

- 70 x 190 cm.



6300 4040 / 6300 4045  
**Amfora Camilla de ducha  
abatible para pared**

- 70 x 160 cm.
- Colector de plástico con manguera de desagüe.
- Patas plegables.
- Poste de fijación.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

**También disponible en:**

- 70 x 190 cm.

6200 4050 / 6200 4055  
**Amfora Camilla de ducha  
de altura fija**

- 70 x 160 cm.
- Colector de plástico con manguera de desagüe.
- 4 ruedas giratorias de doble freno.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.

**También disponible en:**

- 70 x 190 cm.



6200 5005 / 6200 5010

**Amfora Camilla de ducha con  
regulación eléctrica de altura**

- 70 x 160 cm.
- Fijación a pared.
- Colector de plástico con manguera de desagüe.
- Plegable con resorte ralentizado.
- Posición más baja 43 cm.
- Posición más alta 103 cm.
- Apropiado para cuartos de baño con una altura mínima de 230 cm.
- Tapa protectora de plástico.
- Ajuste de respaldo.
- Barra lateral.
- Capacidad máx. de carga 135 kg.
- **Opcional:** pack adicional de batería.

**También disponible en:**

- 70 x 190 cm.



Si desea más información, visite nuestro sitio web: [www.lopital.es](http://www.lopital.es)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

